

## PIASKI PROFILAKTYCZNE MECTRON

- Komfort pracy, który pokochasz
- Rezultaty, które zachwycają pacjentów



# INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DOBRANE DO POTRZEB TWOJEGO PACJENTA

## PIASEK PROFILAKTYCZNY SOFT+

Delikatnie usuwa biofilm naddziąstowy oraz przebarwienia z powierzchni szkliva.




### WSKAZANIA:

- Usuwanie plam i przebarwień spowodowanych paleniem, winem, herbatą czy kawą
- Oczyszczanie bruzd i ubytków
- Oczyszczanie zamków ortodontycznych

### PIASEK PROFILAKTYCZNY SOFT+

- Dwuwęglan sodu
- Cząsteczki o wielkości 40  $\mu\text{m}$
- O smaku miętowym
- Opakowanie: 4 butelki po 250 g



obraz w powiększeniu ukazuje kształt cząsteczek dwuwęglanu sodu

## PIASEK PROFILAKTYCZNY SENSITIVE+ ROZPUSZCZALNY PIASEK GLICYNOWY

Drobny piasek o cząsteczkach wielkości 25  $\mu\text{m}$  do delikatnego usuwania biofilmu naddziąstowego i poddziąstowego




### WSKAZANIA:

- Usuwanie delikatnych przebarwień i zacieków
- Detoksykacja kieszeni periodontologicznych
- Higienizacja pacjentów periodontologicznych
- Higienizacja i leczenie periodontologiczne pacjentów implantologicznych
- Higienizacja u pacjentów ortodontycznych
- Delikatne oczyszczanie odsłoniętych powierzchni korzeni
- Delikatna higiena odbudów protetycznych
- Ogranicza wskaźnik powstawania kolonii bakterii (redukuje CFU)

### PIASEK PROFILAKTYCZNY SENSITIVE+

- Glicyna
- Cząsteczki o wielkości 25  $\mu\text{m}$
- Neutralny, słodki smak
- Opakowanie: 2 butelki po 160 g




obraz w powiększeniu ukazuje kształt cząsteczek glicyny

# → ZAWSZE DOBRY WYBÓR W KAŻDEJ SYTUACJI KLINICZNEJ

Sprawdź, jaki piasek będzie optymalny do konkretnych zabiegów

Usuwanie biofilmu nadziąsłowego



Usuwanie przebarwień i zacieków




Usuwanie biofilmu podziąsłowego



Oczyszczanie kieszeni periodontologicznych



Higienizacja pacjenta implantologicznego






Peri-implantitis







Stały aparat ortodontyczny



-  SOFT+
-  SENSITIVE+

Przygotowanie do wybielania



-  SOFT+
-  SENSITIVE+

Czyszczenie elementów protetycznych



-  SENSITIVE+



Oczyszczanie przed wytrawianiem



-  SOFT+



Oczyszczanie bruzd przed lakowaniem



-  SOFT+
-  SENSITIVE+

Higienizacja odbudów protetycznych



-  SOFT+
-  SENSITIVE+

# EWOLUCJA W PROFILAKTYCE

## COMBI touch

Piaskarka i skaler  
w jednym urządzeniu



## STARJET

Uniwersalna piaskarka na rękaw turbinowy do stosowania z wszystkimi piaskami Mectron – przystosowana do procedur naddziąsłowych i przydziąsłowych



By dowiedzieć się więcej  
o profilaktyce Mectron wejdź na stronę  
[prophylaxis.mectron.com](http://prophylaxis.mectron.com)

Przedstawione w materiałach produkty zostały zarejestrowane pod numerem MDR 2017/745.



Wyłączny dystrybutor urządzeń Mectron w Polsce:  
**FM Produkty Dla Stomatologii Wojciech Feć, Beata Feć, Sp.J.**

ul. Lea 112, 30-133 Kraków  
T: 12 423 49 10, F: 12 423 49 13  
E: [biuro@fmdental.pl](mailto:biuro@fmdental.pl)

Biuro Obsługi Klienta  
T: 12 423 49 20  
E: [sprzedaz@fmdental.pl](mailto:sprzedaz@fmdental.pl)

[www.fmdental.pl](http://www.fmdental.pl)  
[fb.com/fmdentalpl](https://fb.com/fmdentalpl)

**fmdental**<sup>®</sup>  
JAKOŚĆ BUDUJE PRZEWAŻĘ